

ScheBo® M2-PK™ Quick-Test

Stuhltest zur Darmkrebsvorsorge

■ ... Schnelltest für die ärztliche Praxis

- Unabhängig von Blut im Stuhl
- Keine falsch-positiven Ergebnisse durch Blut
- Hochsensitiv und -spezifisch

M2-PK als spezifischer Biomarker für die Darmkrebsvorsorge und Früherkennung

Der ScheBo®M2-PK Quick-Schnelltest ist ein einfach und zuverlässig durchzuführender Enzym-Test. Die M2-PK wurde als das Schlüsselenzym bei Polypen und Darmkrebszellen identifiziert. Zur Durchführung des Tests wird nur eine winzige Stuhlprobe benötigt.

Die Vorteile des ScheBo®M2-PK Quick-Tests:

- Enzymtest mit hoher Genauigkeit M2-PK
- Hohe Sensitivität und Spezifität
- Unabhängig von Blut im Stuhl
- Keine falsch-positiven Ergebnisse durch Hämorrhoiden oder andere Blutungen
- Nachweis auch von nicht blutenden Darmpolypen oder Tumoren
- Keine Verfälschungen durch Nahrungsmittelbestandteile
- Keine spezielle Diät erforderlich
- Eine winzige Stuhlprobe ist ausreichend
- Testergebnis innerhalb weniger Minuten
- Einfache Durchführbarkeit
- Keine zusätzlichen Geräte notwendig



Wann sollte M2-PK bestimmt werden?

- Einmal jährlich ab dem 40. Lebensjahr

	M2-PK**	M2-PK*	FOB*
Spezifität	98%	92%	98%
Sensitivität			
Darmkrebs	97%	92%	19%
Polypen > 1 cm	76%	60%	10%
Polypen < 1 cm	76%	25%	0%

* Koss, K., Maxton, D., Jankowski, J. Gastroenterology Department, Royal Shrewsbury Hospital, Shrewsbury, UK. Digestive Disease Centre, University Department of Genetics and Molecular Medicine, Leicester Royal Infirmary, Leicester, UK. Vorgestellt beim British Society of Gastroenterology Annual Meeting im März 2005 in Birmingham.
** RM. Mc. Loughlin, E. Shiel, SS. Sebastian, B. Ryan, HJ o'Connor, C.O. Morain, Department of Gastroenterology, Adelaide&Meath Hospital, Tallaght, Dublin 24, Irland. Vorgestellt bei der Digestive Disease Week (DDW) im Mai 2005 in Chicago/USA.

dimed
health innovations

A-8054 Graz, Enzianweg 3
Tel 0316/409 407-14, Fax 0316/409 407-13
www.dimed.at, office@dimed.at

Weltneuheit in der Darmkrebsvorsorge